

CE EU-conformiteits- verklaring Elektro / Maatwerk


Wij,

Roessingh Dienstengroep B.V.
h.o.d.n. rdgKompagne
Josink Esweg 13
7545 PN Enschede

verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid deze Elektrotoepassing type Maatwerk (EM) in alle varianten met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU)
 - Richtlijn Laagspanningsrichtlijn, (2014/35/EU)
- Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)

Enschede, 19 Augustus 2024



Eric Schonewille
Algemeen Directeur / CEO

CE   UDI-DI EM MD klasse I SRN NL-MF-000041828



Waarschuwingen

Elektro / Maatwerk

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door. Deze gaan over alle elementen van het Elektro Maatwerk van rdgKompagne.

Gebruik deze uitsluitend waar deze voor bedoeld is. Plaats/monteer geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering getoond zijn. Demonteer deze niet verder dan tijdens de uitlevering getoond is. Door eigen toevoegingen en/of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te vervallen.

Reinigen

Voordat deze gereinigd wordt de voeding (indien aanwezig) losgekoppeld worden. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt. aangevuld met allesreiniger, om de delen schoon te maken. Vermijd overtollig watergebruik en het binnendringen van vocht in de elektrische delen. Dit kan leiden tot een elektrische schok. Laat de Bedieninterface goed drogen alvorens deze weer in gebruik wordt genomen.

Defecten

In geval van storingen of defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in deze handleiding wordt getoond. Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in het geval van storingen of defecten met betrekking tot de voeding contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of <https://rdgkompagne.nl/helpdesk>. Voor het geval van een storing of een defect wordt er altijd een extra handset meegeleverd zodat het nog (tijdelijk) manueel bediend kan worden.

Apparaat instructies

Raadpleeg de meegeleverde handleidingen van het apparaat voor instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en andere zaken betreffende deze onderdelen.